

Анти-Bcl-2 Кроличий Моноклональный Антитело [Валидировано Kd] Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Артикул: CM0003806



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело Anti-Bcl-2 [Валидировано KD], валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Нацелено на человеческий регулятор апоптоза Bcl-2 (P10415). Идеально подходит для исследований рака, апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Bcl-2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	Bcl-2; PPP1R50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	596
GeneID	596
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Bcl-2 (P10415)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10415
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом