

Кроличье Моноклональное Антитело Против Bcl-Xl Для Wb, IHC-P, Elisa - Q07817

Артикул: CM0006436



введение

Кроличье моноклональное антитело против Bcl-XL, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный белки. Идеально подходит для исследований апоптоза и митохондрий. Полные сведения о продукте, биологическое обоснование и поддержка по закупкам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Bcl-XL Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	598
GeneID	598
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого Bcl-XL (NP_612815.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07817
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент