

Кроличья Поликлональная Антитело Против Bcl-XL (С Валидацией Kd) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q07817

Артикул: CM0022801



введение

Кроличья поликлональная антитело против Bcl-XL, валидированное по KD для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействует с Bcl-XL человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований апоптоза, онкологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] Bcl-XL кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [Валидация KD] Bcl-XL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	598
ID гена	598
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого Bcl-XL (NP_001304848.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07817
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент