


Анти-Bcl10 (Валидировано На Нокаутных Клетках) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95999

Артикул: CM0014433



введение

Валидированные на нокаутных клетках кроличьи поликлональные антитела против человеческого Bcl10, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяют Bcl10 у человека, мыши, крысы. Идеальны для исследования пути NF-κB и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Bcl10 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
Вид	Человек
GeneID (человек)	8915
GeneID	8915
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-233 человеческого Bcl10 (NP_003912.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95999
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом