


Антитело Кролика Против Bcl2A1 (Поликлональное) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Артикул: CM0017410



введение

Поликлональное антитело кролика против BCL2A1, специфичное для человека, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Нацелено на гемопозитический антиапоптотический белок Bfl-1 (BCL2A1), участвующий в выживании клеток и ответе на инфекцию. Идеально подходит для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCL2A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	597
GeneID	597
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-150 человеческого BCL2A1 (NP_004040.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16548
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом