

Моноклональное Антитело Против Bcl2L12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммунопреципитации (Ip), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - Q9Nb09

Артикул: CM0003244

введение

Кроличье моноклональное антитело BCL2L12 (человек, 37 кДа, Q9NB09), валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Подходит для исследований апоптоза и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело BCL2L12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83596
GeneID	83596
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NB09
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом