

Кроличья Моноклональная Антитела К Bcl2L14/Bclg Для Вб, Игх-П, Ифа — Q9Bzr8

Артикул: CM0003616

введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого BCL2L14/BCLG, валидированная для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований апоптоза и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к BCL2L14/BCLG
Примечания/алиасы	BCLG; BCL2L14/BCLG
Вид реагирующего антигена	Человек
ID гена (человек)	79370
ID гена	79370
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-250 человеческого BCL2L14/BCLG (Q9BZR8)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BZR8
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладоэлемент