

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Bcl2L14/Bclg Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Ифа (Elisa) - Q9Bzr8

Артикул: CM0028050

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого BCL2L14/BCLG (фасилитатор апоптоза Bcl-2-like 14). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCL2L14/BCLG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCLG; BCL2L14/BCLG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79370
ID гена	79370
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-327 человеческого BCL2L14/BCLG (NP_620049.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZR8
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	В ледяном пакете