


Кроличье Моноклональное Антитело Против Bcl2L15 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5Tbc7

Артикул: CM0006703



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого BCL2L15 (Bfk, C1orf178). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Полезно для исследований апоптоза, альтернативного сплайсинга и протеомики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против BCL2L15
Примечания/Альтернативные названия	Bfk; C1orf178; BCL2L15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	440603
GeneID	440603
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого BCL2L15 (NP_001010922.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5TBC7
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом