

Поликлональные Антитела Против Bcl3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Артикул: CM0014684



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого BCL3, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с BCL3 человека, мыши и крысы. Подходят для изучения регуляции NF-карра-В и онкогенной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCL4; D19S37; BCL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	602
GeneID	602
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 300-400 человеческого BCL3 (NP_005169.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20749
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка-холодильник