

Моноклональное Антитело Против Bcl6, Конъюгированное С , Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P41182

Артикул: CM0012275



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого BCL6, напрямую конъюгированное с , предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для применения в проточной цитометрии (внутриклеточное окрашивание), нацелено на транскрипционный репрессор, важный для исследований герминативных центров и лимфом. Перекрестная реактивность с человеческими образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-человеческое BCL6 мкАт
Примечания/Алиасы	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; В-клеточная CLL/лимфома 6
Вид	Человек
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 235-350 человеческого BCL6 (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярная масса белка	72 кДа/78 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом