

Анти-Bcl6 Крол Monoclonal Антитело Для Проточной Цитометрии И Ифа - P41182

Артикул: CM0006651



введение

Рекомбинантное анти-человеческое BCL6 кроличье моноклональное антитело, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии и ИФА. Идеально подходит для изучения функции и локализации белка В-клеточной лимфомы 6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCL6 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	604
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 человеческого BCL6 (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярный вес белка	79kDa
Доставка	Сумка-холодильник