

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Bcl9 Для Wb И Elisa - O00512

Артикул: CM0022392



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Bcl9, протоонкогена пути Wnt. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышинным белком. Иммуноген: рекомбинантный белок с N-концевым фрагментом. Идеально подходит для исследований рака и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Bcl9
Примечания/синоним	LGS; Bcl9
Вид	Человек
GeneID (человек)	607
GeneID	607
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого Bcl9. (NP_004317.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	O00512
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом