

Поликлональное Кроличье Антитело К Bcl9 Для Вестерн-Блота, IHC-P, Ифа — Q9D219

Артикул: CM0028989

введение

Анти-Bcl9 поликлональное кроличье антитело, пригодное для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Распознает Bcl9 человека, мыши и крысы — ядерный коактиватор пути Wnt с молекулярной массой около 149 кДа. Подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bcl9 кроличье pAb
Примечания/Синонимы	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	607
GeneID	77578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1278–1377 мышиного Bcl9 (NP_084209.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9D219
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	Холодовой пакет