

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bcl9 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Ифа - Q9D219

Артикул: CM0023964

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному белку В-клеточной CLL/лимфомы 9 (Bcl9). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Bcl9 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	607
ID гена	77578
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-500 мышиного Bcl9 (Q9D219)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9D219
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	Холодильный пакет