


## Поликлональное Антитело Против Bclaf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nyf8

Артикул: CM0024202



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против BCLAF1 (BTF), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагирует с BCLAF1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | BCLAF1 Кроличье пАб                                                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | BTF, bK211L9.1, BCLAF1                                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| ID гена (человек)         | 9774                                                                                                                                               |
| ID гена                   | 9774                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 330-552 человеческого BCLAF1 (NP_001070909.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q9NYF8                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 106 кДа                                                                                                                                            |
| Доставка                  | С пакетом льда                                                                                                                                     |