

Поликлональное Кроличье Антитело К Bcmo1 Для Wb, Elisa — Q9Hay6

Артикул: CM0018310

введение

Поликлональное кроличье антитело к BCMO1 для методов WB и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на β -каротин-диоксигеназу 1 — ключевой фермент синтеза ретиналя и обеспечения зрения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к BCMO1
Примечания/синонимы	BCO; BCDO; BCMO; BCDO1; BCMO1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	53630
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 268–547 человеческого BCMO1 (NP_059125.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HAY6
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом