


## Поликлональное Антитело Против Bcr Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Elisa - P11274

Артикул: CM0015114



### введение

Высококачественное поликлональное антитело против BCR, полученное из кролика, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах и ELISA. Детектирует BCR человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга малых GTPаз и синаптической биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Название продукта                  | BCR Rabbit pAb                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR         |
| Вид                                | Человек                                           |
| GeneID (Человек)                   | 613                                               |
| GeneID                             | 613                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                              |
| Источник                           | Кролик                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ в парафиновых срезах, ELISA |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                              |
| SWISS                              | P11274                                            |
| Молекулярная масса белка           | 143 кДа                                           |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                             |