


Моноклональное Антитело Против Bdnf Для If-P, Elisa - P23560

Артикул: CM0005654



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого BDNF, валидированное для IF-P и ELISA. Детектирует BDNF мыши и крысы. Идеально подходит для нейробиологических исследований нейротрофической сигнализации, синаптической пластичности и выживаемости нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BDNF Кроличье МАТ
Примечания/Альтернативные названия	ANON2; BULN2; BDNF
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	627
Gene ID	627
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого BDNF (P23560).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P23560
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом