


Моноклональное Антитело Против Bdnf (Мышиное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23560

Артикул: CM0003884



введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело против человеческого BDNF (P23560), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует BDNF мыши и крысы. Идеально для исследований в нейробиологии и изучения синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BDNF Mouse mAb
Примечания/Алиасы	ANON2; BULN2; BDNF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	627
GeneID	627
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-247 человеческого BDNF (P23560)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P23560
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом