


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Bdnf Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23560

Артикул: CM0022466



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого BDNF (фактора роста нервов головного мозга), подходящие для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и нейротрофинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BDNF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ANON2; BULN2; BDNF
Вид	Человек
GeneID (человек)	627
GeneID	627
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-247 человеческого BDNF (NP_733928.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23560
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка-холодильник