

Поликлональные Антитела Против Beclin 1 Для ВБ, Ифа - Q14457

Артикул: CM0021615



введение

Поликлональные кроличьи антитела к Beclin 1, валидированные для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Обнаруживают полосу ~52 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для исследований аутофагии и клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Beclin 1 кроличья пАт
Примечания/синонимы	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	8678
ID гена	8678
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-280 человеческого Beclin 1 (NP_003757.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14457
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом