

Поликлональные Антитела Против Beclin 1 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q14457

Артикул: CM0029284



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Beclin 1 (ATG6/VPS30), полученные с использованием рекомбинантного иммуногена. Валидированы для WB, IP, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований аутофагии и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Beclin 1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8678
ID гена	8678
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого Beclin 1 (NP_003757.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14457
Молекулярный вес белка	52 кДа
Доставка	Сумка со льдом