

Кроличья Моноклональная Антитела К Beclin 1 (Валидированы Методом Ко) Для Вб И Ифа - Q14457

Артикул: CM0005889



введение

Валидированные методом нокаута (KO) кроличьи моноклональные антитела к человеческому Beclin 1, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают Beclin 1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований аутофагии и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные KO] Моноклональные кроличьи антитела к Beclin 1
Примечания/Альтернативные названия	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8678
GeneID	8678
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого Beclin 1 (NP_003757.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14457
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет