

Поликлональные Антитела Против Anti-Best1 Для Wb, Elisa - 076090

Артикул: CM0013493



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого BEST1 (Bestrophin-1), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с образцами человека и мыши. Идеальны для исследований пигментного эпителия сетчатки и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BEST1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7439
GeneID	7439
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	076090
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом