


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Best1 Для ВБ, Ифа - O76090

Артикул: CM0030348



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Бестрофина-1 (BEST1). Валидировано для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с людьми, мышами, крысами. Идеально подходит для исследования пигментного эпителия сетчатки и изучения анионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BEST1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7439
GeneID	7439
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 171-270 человеческого BEST1 (NP_004174.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76090
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Айс-пак