

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Bet1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15155

Артикул: CM0015472



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого BET1 (HBET1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. BET1 — это SNARE-белок, необходимый для везикулярного транспорта из ЭПР в аппарат Гольджи, локализован на мембранах ЭПР и цис-Гольджи. Идеально подходит для изучения внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BET1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HBET1; BET1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10282
GeneID	10282
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-94 человеческого BET1 (NP_005859.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15155
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	В пакете со льдом