

Кроличья Поликлональная Антитела Против Bet1L Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nym9

Артикул: CM0018642

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок BET1L (GS15), SNARE-белок аппарата Гольджи. Подходят для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. BET1L участвует в ретроградном везикулярном транспорте и поддержании целостности комплекса Гольджи. Идеальны для исследований трафика в аппарате Гольджи и биологии SNARE-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BET1L
Примечания/Альтернативные названия	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51272
ID гена	51272
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого белка BET1L (NP_057610.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYM9
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом