

Анти-Бета-2 Микроглобулин (B2M) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P61769

Артикул: CM0007359



введение

Валидированное анти-бета-2 микроглобулин кроличье mAb для WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Распознает человеческий B2M (13 кДа). Идеально подходит для изучения презентации антигенов MHC класса I и амилоидоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] бета-2 микроглобулин кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	B2M; IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
ID гена	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого β2 микроглобулина (NP_004039.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P61769
Молекулярный вес белка	13 кДа
Доставка	Сумка со льдом