

Поликлональные Антитела К Бета-2-Микроглобулину Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - Р61769

Артикул: CM0016680



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого бета-2-микроглобулина, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с мышью и крысой. Подходят для исследований презентации антигенов МНС класса I и иммунных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Бета-2-микроглобулин кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	567
ID гена	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого бета-2-микроглобулина (NP_004039.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61769
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	С ледяным пакетом