

Кроличье Моноклональное Антитело Против Бета-2-Микроглобулина Человека Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P61769

Артикул: CM0003212



введение

Кроличье моноклональное антитело против бета-2-микроглобулина (B2M) человека, подходит для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с белком мыши и крысы. Ключевой инструмент для исследований презентации антигена MHC класса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против бета-2-микроглобулина
Примечания/Альтернативные названия	IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	567
GeneID	567
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61769
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом