

Кроличья Поликлональная Антитело Против Бета-2-Микроглобулина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Артикул: CM0015321



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого бета-2-микроглобулина, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований MHC I и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Бета-2-микроглобулин кролика rAb
Примечания/Псевдоним	IMD43; бета-2-микроглобулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	567
ID гена	567
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-119 человеческого бета-2-микроглобулина (NP_004039.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P,IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61769
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом