

Поликлональное Антитело Кролика Против Бета-Дефензина 26 (Defb26) Для If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Артикул: CM0013142

введение

Поликлональное антитело кролика Defb26, валидированное для IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим белком. Получено в кролике против рекомбинантного белка Defb26 крысы. Для исследований антимикробных дефензинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Defb26 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Вид	Крыса
Идентификатор гена (человек)	81623
Идентификатор гена	641629
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-128 Defb26 крысы (NP_001032595.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q32ZG6
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом