

Поликлональные Антитела Anti-Bfar Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Артикул: CM0025562

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого BFAR (RNF47), валидированные для вестерн-блоттинга (Western blot), IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований апоптоза и стресса эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BFAR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BAR; RNF47; BFAR
Вид	Человек
GeneID	51283
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого BFAR (NP_057645.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZS9
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом