

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bgn Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P21810

Артикул: CM0028482

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому бигликану (BGN), подходящие для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с антигенами человека и мыши. Идеально подходят для исследований внеклеточного матрикса и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против BGN
Примечания/Алиасы	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	633
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 38-368 человеческого BGN (NP_001702.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21810
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом