

Поликлональное Антитело Против Bhlhe40 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O14503

Артикул: CM0027088

введение

Кроличье поликлональное антитело BHLHE40, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на циркадный транскрипционный репрессор DEC1/SHARP2. Идеально для исследований биологических ритмов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против BHLHE40
Примечания/Альтернативные названия	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8553
ID гена	8553
Иммуноген	Рекомбинантный белок или рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 121-300 белка BHLHE40 человека (NP_003661.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14503
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом