

Кроличья Поликлональная Антитела Против Bhlhe41 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9C0J9

Артикул: CM0017841



введение

Поликлональные антитела, нацеленные на человеческий BHLHE41 (DEC2/SHARP1), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и крысиный BHLHE41, с иммуногеном из аминокислот 120-280. Подходят для исследований циркадных ритмов и репрессии транскрипции.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличья pAb к BHLHE41
Примечания/Альтернативные названия	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79365
GeneID	79365
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-280 человеческого BHLHE41 (NP_110389.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9C0J9
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом