


Поликлональное Антитело Кролика Против Bhmt Для Вестерн1 Блоттинга, If-P, Elisa - Q93088

Артикул: CM0013713



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий BHMT (бетаин-гомоцистеин S-метилтрансфераза 1). Валидировано для применений Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценции (IF-P) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований метаболизма гомоцистеина. Молекулярная масса белка 45 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против BHMT
Примечания/Альтернативные названия	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
Вид	Человек
GeneID (человек)	635
GeneID	635
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 177-406 человеческого BHMT (NP_001704.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93088
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом