


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Bicd2 Для Wb, Elisa — Q8Td16

Артикул: CM0018401



введение

Поликлональное антитело кролика против BICD2 (SMALED2) для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. BICD2 — адаптерный белок моторного комплекса динеина, участвующий в транспорте между аппаратом Гольджи и эндоплазматическим ретикулумом, а также в позиционировании ядра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	BICD2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Вид	Человек
GeneID (человек)	23299
GeneID	23299
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440–620 человеческого BICD2 (NP_001003800.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TD16
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом