

Анти-Bid Кроличий Мат (С Валидацией Кд) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55957

Артикул: CM0007631



введение

Валидированный по КД кроличий моноклональный антитело против человеческого Bid (UniProt P55957, 22 кДа). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА; идеально подходит для изучения апоптоза и митохондриального пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[С валидацией КД] Bid кроличий мат
Примечания/Псевдоним	FR497; [С валидацией КД] Bid
Вид	Человек
ID гена	637
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого Bid (NP_001187.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55957
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом