


Поликлональные Антитела Против Anti-Bif-1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Артикул: CM0016020



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Bif-1 (Endophilin-B1, CGI-61), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью, крысой. Bif-1 регулирует динамику митохондрий, апоптоз, аутофагию. Для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификация
Название продукта	Bif-1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51100
GeneID	51100
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-365 человеческого Bif-1 (NP_057093.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y371
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом