


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Bif-1 Для If/Icc, Elisa - Q9Y371

Артикул: CM0028409



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело Bif-1, валидированное для IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий эндропилин-B1 (SH3GLB1), ключевой регулятор динамики митохондрий, аутофагии и апоптоза. Идеально для применений в IVD и исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb Bif-1
Примечания/Альтернативные названия	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Вид	Человек
ID гена (человек)	51100
ID гена	51100
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-365 человеческого Bif-1 (NP_057093.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y371
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом