


Кроличье Моноклональное Антитело Против Bim Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O43521

Артикул: CM0002482



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против Bim для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает Bim человека, мыши и крысы. Иммуноген: синтетический пептид из N-концевой области. Идеально для исследований апоптоза. SWISS O43521.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Bim
Примечания/Альтернативные названия	ВМ; ВМ; ВОД; Bim
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10018
ID гена	10018
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка Bim человека (O43521)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43521
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом