


Поликлональное Антитело Кролика Против Bim Для Игх-П И Ифа - O43521

Артикул: CM0015044



введение

Поликлональное антитело кролика против Bim (BCL2L11), ключевого регулятора апоптоза, валидированное для ИГХ-П и ИФА на образцах человека. Идеально подходит для исследований клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bim, поликлональное антитело кролика
Примечания/псевдонимы	BAM; BIM; BOD; Bim
Вид	Человек
GeneID (человек)	10018
GeneID	10018
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-130 человеческого Bim (NP_619527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O43521
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом