


Поликлональное Антитело Кролика Против Bim Для Wb, If/Icc, Elisa — O43521

Артикул: CM0019470



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого Bim (BCL2L11) для исследований апоптоза. Валидировано для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения механизмов запрограммированной гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Bim
Примечания/синонимы	BAM; BIM; BOD; Bim
Вид	Человек
GeneID (человек)	10018
GeneID	10018
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–198 человеческого Bim (NP_619527.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43521
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет