


Моноклональное Антитело Против Bin1 Для Wb, IHC-P, Elisa — 000499

Артикул: CM0003542



введение

Кроличье моноклональное антитело к BIN1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения кривизны мембран, формирования Т-тубул, эндоцитоза и активности MYC. Подходит для клинических диагностических исследований и разработки тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BIN1 кроличье мкАт
Примечания/псевдонимы	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	274
ID гена	274
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 400-593 человеческого BIN1 (NP_647601.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	000499
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Айс-пак