


Кроличье Моноклональное Антитело Против Bin1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - 000499

Артикул: CM0006659



введение

Кроличье моноклональное антитело против BIN1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. BIN1 (Амфифизин II) регулирует кривизну мембран, эндоцитоз и формирование Т-трубочек. Идеально для нейробиологических исследований и исследований мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против BIN1
Примечания/Альтернативные названия	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	274
GeneID	274
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 511-593 белка BIN1 человека (NP_647593.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000499
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом