


Кроличья Поликлональная Антитела Против Bin1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O00499

Артикул: CM0020810



введение

Кроличьи поликлональные антитела BIN1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Определяют BIN1 человека и крысы (~65 кДа). Идеальны для исследований ремоделирования мембран, эндоцитоза и нервно-мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к BIN1
Примечания/Альтернативные названия	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	274
GeneID	274
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-409 белка BIN1 человека (NP_647601.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00499
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом