

Кроличья Поликлональная Антитело К Bin2 Для Вб И Ифа — Q39011

Артикул: CM0019531

введение

Аффинно очищенная кроличья поликлональная антитела, нацеленная на BIN2 Arabidopsis thaliana (протеинкиназа эта, связанная с shaggy). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Является негативным регулятором сигналинга бразиностероидов. UniProt Q39011.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BIN2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATSK21; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2; DWARF 12; DWF12; F28A21.120; F28A21_120; SHAGGY-LIKE KINASE 21; SK21; UCU1; ULTRACURVATA 1; BIN2
Вид	Arabidopsis thaliana
ID гена	827605
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 281-380 BIN2 Arabidopsis thaliana (NP_193606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В холодильной сумке со льдом