

Антибиотин-Кроличыи Моноклональные Антитела Для Wb И Elisa

Артикул: CM0000021

введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела к биотину для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Валидированы с использованием синтетического пептидного иммуногена. Прогнозируется широкий спектр перекрестной реактивности. Идеально подходят для детекции биотина в исследовательских и IVD-процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Biotin Rabbit mAb
Вид	Человек
GeneID	CAS:58-85-5
Иммуноген	Синтетический пептид Биотин
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Другое (прогнозируется широкий спектр)
Транспортировка	Ледяной пакет